

IRONMAN BC-554

TANITA®

Balanza con lectura de la composición corporal

Uno de los productos más vendidos en los últimos años



9 mediciones de cuerpo entero

Todos los datos necesarios para alcanzar el máximo rendimiento

El desplazamiento automático de los resultados

Monitor de composición corporal Tanita modelo Ironman BC-554 cuenta con un diseño innovador, mientras que le da acceso a toda la mejor información a través de BIA Tecnología (Análisis de impedancia bioeléctrica)

Análisis completo del interior de su cuerpo mediante la tecnología BIA, obtiene informes de peso, porcentaje de grasa corporal, porcentaje de agua corporal, masa muscular, masa ósea, y mucho más.

Esta es una gran herramienta de que le colabora en su entrenamiento no solo es una balanza para mantenerla en exhibición en su cuarto de baño por la parte estética, sino por la calidad de la información que le proporciona

¿Cómo funciona BIA?

Análisis de impedancia bioeléctrica. Explicado de manera sencilla, BIA mide la impedancia o resistencia a la señal a medida que viaja a través del agua que se encuentra en el músculo y la grasa. Cuanto más músculo una persona tiene, más agua que su cuerpo puede contener. Cuanto mayor sea la cantidad de agua en el cuerpo de una persona, más fácil es para que la corriente pase a través de él. El más grasa, más resistencia a la corriente. BIA es seguro y no se pierde nada. De hecho, la señal utilizada en los monitores de grasa corporal no se puede sentir en absoluto, ya sea por un adulto o un niño.

LAS MEDICIONES INCLUYEN

- Peso
- % agua del cuerpo
- % de grasa corporal
- Masa muscular
- Complexión física
- Edad metabólica
- Masa ósea
- Valoración de la grasa visceral
- Tasa metabólica basal (TMB)

ESPECIFICACIONES:

- Capacidad: (150 kg)
- Incrementos de peso: (0.1kg)
- Incrementos de la grasa corporal: 0,1%
- El desplazamiento automático de los resultados de funciones para:
- Todas las mediciones
- Modo normal y modo de Atleta
- Fuente de alimentación: 4 x AA (incluidas)